

2015年8月
No.15-128a(山)※5

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記検査項目の委託先より、測定試薬の製造販売中止に伴い、検査内容変更の連絡がございましたので、取り急ぎご案内いたします。

何卒ご了承承賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目

- [2409] TPA
 - [2307] チミジンキナーゼ活性
- ※変更内容の詳細は裏面をご参照下さい。

■変更期日

- 2015年8月22日(土)受付日分より

以上

■検査内容変更一覧


頁	項目 コード	検査項目名	変更内容	新	旧
59	2409	TPA	検体量	血清 0.5 mL	血清 0.3 mL
			保存方法	凍結	冷蔵
			所要日数	5～8日	3～6日
			検査方法	CLIA	RIA 固相法
			基準値	75 U/L 未満	70 U/L 以下
			報告範囲	3 未満、 3～4000、 4001 以上	10 以下、 10～2000、 2000 以上
			最終委託先	日本医学臨床検査研究所	エスアールエル
62	2307	チミジンキナーゼ 活性	検体量	血清 0.5 mL	血清 0.3 mL
			保存方法	凍結	冷蔵
			所要日数	5～8日	4～7日
			検査方法	CLIA	Radioenzyme Assay
			基準値	7.5 U/L 以下	5.0 U/L 以下
			報告範囲	2.0 未満、 2.0～9999.9	1.0 以下、 1.0～99000000
			最終委託先	日本医学臨床検査研究所	エスアールエル

※その他検査要領に変更はございません。
 ※新旧二法の相関は、次頁をご参照下さい。
 ※基準値はメーカー設定値です。


■新旧二法の相関

●TPA

【全体】




【低値域】




●チミジンキナーゼ活性

【全体】



【低値域】



(SRL 検討データ)